

¿Qué pasos debo seguir con mi kit?

Primero, asegúrate que tu kit esté completamente cerrado, sellado y hermético, y que su fecha de vencimiento esté vigente. Luego, verifica el borde superior y abre la bolsa usando el mecanismo abre fácil. Es importante que guardes la bolsa, ya que la necesitarás para depositar los residuos después de hacerte la prueba. No es necesario estar en ayunas. Una vez abierto, revisa las instrucciones detalladas y claras. **Si tienes alguna duda, comunícate con AID FOR AIDS.**

Recuerda que el uso del kit es **voluntario, confidencial y privado**. Nadie más tiene acceso a tus resultados, a menos que tú decidas compartirlos. Tu bienestar y tu derecho a la privacidad son nuestra prioridad.

Resultados

En la prueba **AUTOTEST** podrás encontrar dos resultados posibles:



Si solamente aparece una línea roja en el espacio que ocupa la letra "C" y ninguna en la letra "T", el resultado puede interpretarse como **"NO REACTIVO"**.

Si tu resultado fue **"NO REACTIVO"**, significa que la prueba **no detectó rastros de infección por VIH en tu organismo**.

Te recomendamos comunicarte con el personal de **AID FOR AIDS** para resolver cualquier duda y recibir orientación personalizada. Además, si deseas conocer más sobre cómo prevenir el VIH y proteger tu salud, puedes utilizar las líneas de contacto incluidas en este documento. Toda la información y asesoría que recibas será **gratuita y confidencial**.



Si tu prueba muestra una línea roja o rosadas en la letra "C" y una línea en la letra "T" el resultado puede interpretarse como **"REACTIVO"**

En caso de ser **"REACTIVO"**, es importante que sepas que **este resultado no representa un diagnóstico definitivo**. Se requiere una segunda prueba confirmatoria realizada por personal de salud calificado, de acuerdo con los lineamientos nacionales, esta será completamente confidencial.

Te invitamos a comunicarte de inmediato con nuestras líneas de atención disponibles en todo el territorio nacional o escanear el código QR de este documento. Te brindaremos apoyo para confirmar el diagnóstico, acompañamiento médico especializado en VIH, acceso gratuito, rápido y confidencial al tratamiento que necesites, y asesoría permanente durante todo el proceso.

Recordatorios Importantes:

Esta es una prueba presuntiva por lo tanto, recuerda que el resultado de tu AUTOTEST debe confirmarse con personal especializado en salud. Si necesitas acompañamiento antes, durante y después, no dudes en llamarnos, estamos dispuestos a acompañar tu proceso.

Fallas en la prueba

Si solamente aparecen líneas en la letra "T" o no aparece ninguna línea, es un indicativo de que la prueba tuvo algún error en su realización. No te preocupes, siempre puedes conocer tu resultado con una prueba realizada por un profesional de la salud comunicándote con nosotros o asistiendo a cualquiera de nuestras oficinas de **AID FOR AIDS** en Colombia.



Uso de AUTOTEST

En **AID FOR AIDS** salvamos vidas una a una. Por eso, queremos que todas las personas puedan acceder a servicios de salud.

Esta prueba, segura, amigable y fácil de usar, permite la detección de infección por VIH. Podrás recoger una pequeña muestra de sangre e interpretar el resultado por ti mismo.



¿Qué contiene el Kit de AUTOTEST?

Este kit ha sido evaluado y revisado por profesionales expertos en salud sexual y reproductiva, con el respaldo de **AID FOR AIDS**.



¿Qué efectos experimentaré después de realizarme la prueba?

Si bien no existen efectos adversos relacionados, es importante que realices el procedimiento en un ambiente limpio, cómodo y donde te sientas seguro/a. Comunícate con el personal de **AID FOR AIDS** si tienes dudas sobre el resultado o si deseas acompañamiento a distancia.

INSTRUCCIONES DE USO




(Por favor léelas y siguelas al pie de la letra)

Recomendaciones:

1. Lee con atención las instrucciones antes de interactuar con cualquiera de los elementos de la prueba y sigue todas las indicaciones cuidadosamente.
2. Realiza el **AUTOTEST** en un lugar confidencial y privado. Tu tranquilidad es esencial para un procedimiento adecuado.
3. Siempre puedes consultar las instrucciones de uso del fabricante para resolver cualquier inquietud que tengas.
4. Si tienes alguna duda sobre el Autotest, puedes comunicarte con la oficina de **AID FOR AIDS** más cercana o solicitar acompañamiento virtual en las siguientes sedes:

Línea de Atención Nacional:



316 730 2439

315 753 6935

317 844 4327

Direcciones Nacionales:

BOGOTÁ:
Fundación Clínica
Megasalud, Sede Sur.
Diagonal 48 sur # 16 f 54.
Estación transmilenio
cerca a Santa Lucía.

CALI:
Calle 75 # 20-170.
Centro Comercial Río Cauca,
Local 105.

CÚCUTA:
IPS Centro Médico San Luis -
CENMED
San Luis. Av 3 # 11-80,
barrio San Luis.

IBAGUÉ:
Calle 36 4b-12
IPS Megasalud, barrio Cádiz.

MAICAO:
Labocenter IPS
Calle 15 con carrera 20,
barrio El Carmen.

MEDELLÍN:
IPS vive
Carrera 69 b # 32-73,
Belén Rosales.

SANTA MARTA:
Providsalud IPS
Calle 24 a # 15-50,
Los Alcazares.

CARTAGENA:
Cruz Roja Seccional Bolívar
Cra. 46 # 30a -18,
Barrio España.



Realiza la encuesta y
recibe orientación
con el resultado.



ESCANEA QUI